

COLONNA GEL DISPENSER

La colonna per gel Dispenser viene consegnata in una scatola delle misura di circa 100x45x5 cm dal peso di circa 4 kg.


- **Base a terra** in materiale plastico (PVC semiespanso) dallo spessore di 10 mm
- **Base porta flacone** in materiale plastico (PVC semiespanso) dallo spessore di 10 mm con fresatura porta flacone di 8 cm
- **Gonna (struttura laterale)** in materiale plastico (polionda) dallo spessore di 3mm
- **Crowner** materiale trasparente adatto a contenere depliant A4
- **Croce interna** per ripiano interno in cartone ondulato plurionda




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:



1) prendere base e gonna



2) Squadrare la gonna



3) Inserire le due croci dal basso



4) Togliere biadesivo, e raddrizzare



5) Inserire cartone sopra le croci



6) Inserire il Top



6) Inserire Il Plexiglass nella fessura



Colonna montata